


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal Anti-Sod2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04179

Número do item: CM0018504



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SOD2 humano, validado em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Reconhece uma proteína de 25 kDa. Ideal para pesquisa sobre estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] SOD2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GC1, IPOB, IPO-B, MNSOD, MVCD6, GCInc1, Mn-SOD, D2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6648
GeneID	6648
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-222 do SOD2 humano (NP_000627.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04179
Peso da Proteína	25 kDa
Envio	Saco de gelo