


Anticorpo Monoclonal Anti-Src Validado Por Ko Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P12931

Número do item: CM0003352



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO que visa o Src humano (c-Src). Adequado para Western blot, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage com Src de humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização do Src, câncer e osteoclastos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Src Rabbit mAb
Observações/Apelido	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; rc
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6714
GeneID	6714
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Src humano (P12931).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12931
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo