


## [Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Stat5B Para Wb, Ip, Elisa - P51692

Número do item: CM0003132



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante anti-STAT5B validado por KO; validado para WB, IP, ELISA; detecta STAT5B humano, de camundongo e de rato; transdutor de sinal e ativador de transcrição 5B envolvido na sinalização de citocinas. - P51692.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [Validado por KO] STAT5B mAb de Coelho                                                                                  |
| Observações/Apelido | STAT5; GHISID2; 5B                                                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                  |
| ID do Gene          | 6777                                                                                                                    |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-787 do STAT5B humano (P51692). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                  |
| Aplicação           | WB, IP, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                |
| SWISS               | P51692                                                                                                                  |
| Peso da Proteína    | 90 kDa                                                                                                                  |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                            |