

[Validação Ko] Anticorpo Policlonado Anti-Sugp2 De Coelho Para Wb E Elisa - Q8Ix01

Número do item: CM0022088



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a SUGP2 (SFRS14) humano validado para Western blot e ELISA. Detecta SUGP2 humano e de camundongo, com peso molecular previsto de 120 kDa. Adequado para pesquisa de splicing de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validação KO] SUGP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	SFRS14; SRF514; P2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10147
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-700 da SUGP2 humana (NP_055699.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8IX01
Peso Molecular da Proteína	120kDa
Transporte	Bolsa de gelo