

[KO Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Suz12 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q15022

Número do item: CM0030892



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO, direcionado ao SUZ12 humano, um componente central do PRC2. Validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Para pesquisa em epigenética e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] SUZ12 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CHET9; IMMAS; JJA21; 12
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23512
GeneID	23512
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 470-739 do SUZ12 humano (NP_056170.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15022
Peso Proteico	83kDa
Envio	Bolsa de Gelo