

[Validado Para Ko] Anticorpo Policlonal Anti-Tfap4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q01664

Número do item: CM0020775

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra TFAP4 (AP-4, bHLHc41). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas e de rato. Ideal para estudar a regulação da transcrição por meio da ligação ao motivo CAGCTG. Exclusivo para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TFAP4 pAb de coelho [Validado para KO]
Observações/Apelido	AP-4; bHLHc41; P4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7023
GeneID	7023
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência situada entre os aminoácidos 200-338 do TFAP4 humano (NP_003214.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	Q01664
Peso da proteína	39 kDa
Transporte	Bolsa de gelo