


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal Anti-Tlk2 Para Wb & Elisa - Q86Ue8

Número do item: CM0028276



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TLK2 humano, validado para WB e ELISA. Reconhece TLK2 humano e de camundongo, uma serina/treonina quinase envolvida na montagem de cromatina e resposta a danos no DNA. Ideal para pesquisa de ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] TLK2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HsHPK, MRD57, PKU-ALPHA, K2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11011
ID do Gene	11011
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do TLK2 humano (NP_006843.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q86UE8
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Saco de gelo