

[Ko Validado] Anticorpo Policlonal Anti-Tmed10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49755

Número do item: CM0020727

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a TMED10 (TMP21/p23), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de tráfego vesicular entre o RE e Golgi e funções de receptor de carga.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] TMED10 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	p23; TMP21; p24d1; S31I125; Tmp-21-I; S31III125; P24(DELTA); 10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10972
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-190 da TMED10 humana (NP_006818.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49755
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo