


[Ko Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trim21/Ss-A Para Wb E Elisa - P19474

Número do item: CM0005836



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TRIM21/SS-A (Ro52, SSA1) humano, validado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada contra rato. Adequado para o estudo da função da E3 ubiquitina ligase, autofagia e respostas autoimunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] TRIM21/SS-A Coelho mAb
Observações/Alias	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; -A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6737
ID do Gene	6737
Imunogênio	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 86-334 do TRIM21 humano (NP_003361.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P19474
Peso da Proteína	54 kDa
Transporte	Saco de gelo