


[KO Validado] Anticorpo Monoclonal Anti-Trim25 De Coelho Para Wb, Elisa - Q14258

Número do item: CM0012371



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TRIM25 humano (EFP, RNF147), validado por KO para Western blot e ELISA. Alvo da ligase E3 ubiquitina/ISG15 envolvida na imunidade inata e defesa antiviral. - Q14258

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] TRIM25 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	EFP; Z147; RNF147; ZNF147; 25
Espécie	Humano
GeneID	7706
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 100-200 do TRIM25 humano (Q14258)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14258
Peso Proteico	71kDa
Transporte	Saco de gelo