


[KO Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ttc11/Fis1 Para Wb - Q9Y3D6

Número do item: CM0002648



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra TTC11/FIS1, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Utilizado em pesquisas sobre fissão mitocondrial e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] TTC11/FIS1 mAb de coelho
Observações/Apelido	TTC11; CGI-135; S1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51024
GeneID	51024
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-122 do TTC11/FIS1 humano (NP_057152.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3D6
Peso Proteico	17 kDa
Transporte	Saco de gelo