


[KO Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ttc11/Fis1 Para Wb E Elisa - Q9Y3D6

Número do item: CM0019721



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TTC11/FIS1 humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Adequado para estudos de fissão mitocondrial, apoptose e fissão peroxissomal. ID do Gene: 51024.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] TTC11/FIS1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TTC11; CGI-135; S1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51024
GeneID	51024
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9Y3D6
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo