

Anticorpo Policlonal Anti-Txndc9 Validado Por Ko Para Wb E Elisa - O14530

Número do item: CM0019206

introdução

Anticorpo policlonal anti-TXNDC9 validado por KO para Western blot e ELISA. Detecta TXNDC9 humano, de camundongo e de rato, um regulador negativo da atividade ATPase da chaperonina TCP1. Para estudos de dobramento de proteínas e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TXNDC9 Rabbit pAb [Validado por KO]
Observações/Apelido	APACD; PHLP3; C9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10190
GeneID	10190
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 do TXNDC9 humano (NP_005774.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O14530
Peso da proteína	27 kDa
Envio	Gelo reutilizável