


[KO Validado] Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Vat1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99536

Número do item: CM0020639



introdução

Anticorpo policlonado de coelho validado por KO contra VAT1, adequado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de função de quinona oxidoredutase, transporte lipídico e dinâmica mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] VAT1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	VAT1; T1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10493
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 do VAT1 humano (NP_006364.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99536
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo