

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Biii-Tubulina Para Wb, If-P, Elisa - Q13509

Número do item: CM0024272



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra β III-Tubulina (TUBB3), validado para WB, IF-P, ELISA. Reconhece humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo da orientação axonal, dinâmica de microtúbulos e expressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] pAb de Coelho Anti- β III-Tubulina
Observações/Alias	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; in
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10381
GeneID	10381
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-260 da β III-Tubulina/ β 3-Tubulina humana. (NP_006077.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13509
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo