


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vrk1 Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99986

Número do item: CM0025294



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra VRK1 humano, adequado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta VRK1 humano, de rato e camundongo, uma quinase serina/treonina envolvida no ciclo celular e na resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] VRK1 Anticorpo pAb de Coelho
Observações/Apelido	PCH1, PCH1A, K1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7443
GeneID	7443
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 257-396 do VRK1 humano (NP_003375.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99986
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de Gelo