

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wstf Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uig0

Número do item: CM0029055



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra WSTF humano (BAZ1B, WBSCR9). Adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. O alvo é uma tirosina-proteína quinase envolvida no remodelamento da cromatina, reparo de DNA e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] WSTF pAb de Coelho
Observações/Apelido	WSTF; WBSCR9; WBSCR10; TF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9031
GeneID	9031
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do WSTF humano (NP_115784.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UIG0
Peso Proteico	171kDa
Envio	Saco de gelo