


[Validado Por Ko] Anxa1 Rabbit Pab - P04083

Número do item: CM0018550

**introdução**

Anticorpo policlonal de coelho contra a anexina A1 (ANXA1), validado por KO e adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Alvo envolvido na inflamação e na regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] ANXA1 Rabbit pAb
Observações/Alias	ANX1; LPC1; A1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	301
GeneID	301
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-346 da ANXA1 humana (NP_000691.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P04083
Peso da proteína	39 kDa
Envio	Em bolsa de gelo