

## [Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Cdk5 - Q00535

Número do item: CM0008793



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CDK5 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reconhece CDK5 de humano, camundongo e rato. Adequado para estudar desenvolvimento neuronal, diferenciação e apoptose - Q00535.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [Validado por KO] CDK5 mAb de Coelho                                                                                                            |
| Observações/Apelido | LIS7; PSSALRE                                                                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 1020                                                                                                                                            |
| GeneID              | 1020                                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 92-289 do CDK5 humano. (NP_004926.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                        |
| SWISS               | Q00535                                                                                                                                          |
| Peso da Proteína    | 33kDa                                                                                                                                           |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                                   |