


Anticorpo Policlonico De Coelho Cdk7 Validado Por Ko Para Wb, If/Icc, Elisa - P50613

Número do item: CM0017844



introdução

Anticorpo policlonico de coelho CDK7 validado por KO, adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece CDK7 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validated] CDK7 Rabbit pAb
Observações/Alias	CAK; CAK1; HCAK; MO15; STK1; CDKN7; p39MO15; K7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1022
ID do Gene	1022
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 211-346 do CDK7 humano (NP_001790.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50613
Peso da Proteína	39kDa
Transporte	Bolsa de gelo