

[KO Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra O Fragmento N-Terminal De Gasdermin E Clivada Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60443

Número do item: CM0011253



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado que reconhece o fragmento N-terminal clivado da Gasdermin E humana (GSDME/DFNA5). Adequado para Western blot, IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisas sobre piroptose e imunidade tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] Anticorpo Monoclonal de Coelho contra o Fragmento N-terminal de Gasdermin E clivada
Observações/Alias	DFNA5, ICERE-1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1687
ID do Gene	1687
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos resíduos ao redor do Asp270 da Gasdermin E humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	O60443
Peso da Proteína	11 kDa/35 kDa/55 kDa
Envio	Bolsa de gelo