


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Erk2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P28482

Número do item: CM0015847



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra ERK2 humano (MAPK1), adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta ERK2 humano, de rato e camundongo. Ideal para estudar vias de sinalização MAPK/ERK em crescimento celular, diferenciação e pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo pAb de Coelho Anti-ERK2
Observações/Apelidos	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK; K2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5594
ID do Gene	5594
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do ERK2 humano (NP_002736.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28482
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de Gelo