

[KO Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Para Síntese De Ácidos Graxos (Fasn) Polymab® Para Wb, If/Icc, Elisa - P49327

Número do item: CM0006489



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho de alta qualidade [KO Validado] para Síntese de Ácidos Graxos (FASN) para Western blot (WB), imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA. Validado para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo de ácidos graxos e estudos de replicação do SARS-CoV-2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho [KO Validado] para Síntese de Ácidos Graxos (FASN) PolymAb®
Observações/Apelido	FAS; OA-519; SDR27X1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2194
ID do Gene	2194
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2212-2511 da Síntese de Ácidos Graxos (FASN) humana (NP_004095.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49327
Peso Proteico	273kDa
Envio	Saco de Gelo