

[Ko Validado] Anti-Hk1 Coelho Pab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P19367

Número do item: CM0018250



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra hexoquinase-1 humana (HK1), validado por KO para Western blot, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Ideal para estudos de glicólise, função mitocondrial e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] Anti-HK1 Coelho pAb
Observações/Apelido	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexoquinase; K1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3098
GeneID	3098
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-219 da HK1 humana (NP_000179.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P19367
Peso Proteico	102kDa
Envio	Saco de gelo