


[KO Validado] Hnrnpf Coelho Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - P52597

Número do item: CM0026907



introdução

Anticorpo policlonal coelho validado por KO direcionado ao HNRNPF, adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com HNRNPF humano e de camundongo, um regulador chave do splicing alternativo e do processamento de pré-mRNA. Ideal para estudos de expressão gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] HNRNPF Coelho pAb
Observações/Apêndice	HNRNPF; mcs94-1; OK/SW-cl.23; PF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3185
GeneID	3185
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do HNRNPF humano (NP_001091678.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P52597
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de Gelo