


[Validado Por Ko] Pab De Coelho Hsp27/Hspb1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P04792

Número do item: CM0021303



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HSP27/HSPB1, validado por knockout, para Western blot, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a proteína de choque térmico beta-1 humana, uma chaperona molecular envolvida na resposta ao estresse e na dinâmica do citoesqueleto. - P04792

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] pAb de Coelho HSP27/HSPB1
Observações/Apelido	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; B1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3315
ID do Gene	3315
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do HSP27/HSPB1 humano (NP_001531.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Humano	
SWISS	P04792
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo