

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Ifitm3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q01628

Número do item: CM0013881

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o IFITM3 humano (SWISS: Q01628) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de imunidade inata antiviral e sinalização de interferon.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] IFITM3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	1-8U; IP15; DSPA2b; M3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10410
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-133 do IFITM3 humano (NP_066362.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01628
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo