

[KO Validado] Anticorpo Policlonais Contra Integrina Alfa 2 (Itga2/Cd49B) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17301

Número do item: CM0031011



introdução

Anticorpo Policlonais de Coelho KO Validado contra Integrina alfa 2 (ITGA2/CD49b) humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Para pesquisa de adesão celular, receptor de colágeno e entrada de vírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] Integrina alfa 2 (ITGA2/CD49b) Rabbit pAb
Observações/Alias	BR; GPIa; CD49B; HPA-5; VLA-2; VLAA2; b)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3673
GeneID	3673
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 30-162 da Integrina alfa 2 (ITGA2/CD49b) humana (NP_002194.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17301
Peso Proteico	129kDa
Transporte	Bolsa de gelo