

[KO Validado] Mab De Coelho Contra Integrina Alfa 2 (Itga2/Cd49B) - P17301

Número do item: CM0003173



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra a Integrina alfa-2 humana (ITGA2/CD49b), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Reagente chave para pesquisa sobre receptores de colágeno e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] mAb de coelho contra Integrina alfa 2 (ITGA2/CD49b)
Observações/Alíase	BR; GPIa; CD49B; HPA-5; VLA-2; VLAA2; b)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3673
GeneID	3673
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1082-1181 da Integrina alfa 2 humana (ITGA2/CD49b) (P17301)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17301
Peso da Proteína	129kDa
Envio	Saco de gelo