

[Validado Por Ko] Irf3 Rabbit Mab - Q14653

Número do item: CM0008103

**introdução**

Anticorpo monoclonal de coelho contra IRF3 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização imune inata e respostas a interferons do tipo I.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] IRF3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	IIAE7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3661
ID do Gene	3661
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do IRF3 humano (NP_001184051.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14653
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo