

[Validado Por Ko] Mab De Coelho Anti-Jak2 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60674

Número do item: CM0008477



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra JAK2 humano (131 kDa), validado por KO. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Essencial para pesquisas sobre sinalização de citocinas e JAK/STAT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-JAK2 [Validado por KO]
Observações/Apelido	JTK10
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	3717
ID do gene	3717
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 933-1132 da JAK2 humana (NP_004963.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O60674
Peso da proteína	131 KDa
Envio	Bolsa de gelo