

[KO Validado] Lamp2 Coelho Polymab® - P13473

Número do item: CM0005639

**introdução**

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra LAMP2 humana, validado por KO. Reconhece LAMP2 de humano, camundongo e rato. Adequado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Ideal para estudos de autofagia e função lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] LAMP2 Coelho PolymAb®
Observações/Apelidos	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3920
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13473
Peso da Proteína	44 kDa/45 kDa
Envio	Bolsa de gelo