

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal Coelho Mek1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q02750

Número do item: CM0016218



introdução

Anticorpo policlonal validado por KO direcionado ao MEK1 humano (MAP2K1), adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa da via MAPK/ERK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] MEK1 Coelho pAb
Observações/Apelido	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; K1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5604
Imunogénio	Péptido sintético Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MEK1 humano (NP_002746.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q02750
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo