


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Ncoa2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15596

Número do item: CM0015093



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NCOA2 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Adequado para pesquisa sobre coativação de receptores nucleares, metabolismo da glicose e ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] NCOA2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SRC2, TIF2, GRIP1, KAT13C, NCoA-2, bHLHe75, A2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10499
ID do Gene	10499
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 550-820 do NCOA2 humano (NP_006531.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q15596
Peso Proteico	159kDa
Envio	Saco de gelo