


## [Validado Por Ko] NdrG1 Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92597

Número do item: CM0018779



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho NDRG1 validado por KO para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Envolvido na resposta ao estresse, supressão de tumores e manutenção da mielina nervosa. Ideal para pesquisas sobre câncer e neuropatia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [Validado por KO] NDRG1 Rabbit pAb                                                                                            |
| Observações/Apelido | GC4, RTP, DRG1, NDR1, NMSL, TDD5, CAP43, CMT4D, DRG-1, HMSNL, RIT42, TARG1, PROXY1, G1                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 10397                                                                                                                         |
| GeneID              | 10397                                                                                                                         |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 175-394 do NDRG1 humano (NP_001128714.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                        |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                      |
| SWISS               | Q92597                                                                                                                        |
| Peso da Proteína    | 43kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                  |