


[KO Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Nrf2 Para Wb, Ip, Elisa, Chip - Q16236

Número do item: CM0009641



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NRF2 [KO Validado] de alta qualidade para WB, IP, ELISA, ChIP. Específico para NRF2 humano (68 kDa), um fator de transcrição chave do estresse oxidativo. Ideal para pesquisa em citoproteção, resposta imune e virologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] NRF2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; F2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4780
ID do Gene	4780
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA, CHIP
Reação Cruzada	Humano
SWISS	Q16236
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Bolsa de gelo