


[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nrf2 - Q16236

Número do item: CM0006626



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra o NRF2 humano (Q16236), adequado para Western blot, ChIP e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de stress oxidativo e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] NRF2 Rabbit mAb
Observações/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4780
GeneID	4780
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 243-400 do NRF2 humano (NP_006155.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16236
Peso Molecular da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo