


## [Validado Por Ko] Pab De Coelho Nsd3/Whsc1L1 Para Wb, Elisa - Q9Bz95

Número do item: CM0025714



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra NSD3/WHSC1L1, uma histona metiltransferase, para WB e ELISA. Reage cruzadamente com Humano, Rato, Camundongo. Ideal para estudos de transcrição epigenética. SWISS: Q9BZ95.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [Validado por KO] pAb de coelho NSD3/WHSC1L1                                                                                      |
| Observações/Apelido | KMT3F; KMT3G; WHISTLE; WHSC1L1; pp14328; L1                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 54904                                                                                                                             |
| GeneID              | 54904                                                                                                                             |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-600 do NSD3/WHSC1L1 humano (NP_060248.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato, Camundongo                                                                                                          |
| SWISS               | Q9BZ95                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 162kDa                                                                                                                            |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                      |