


[Validado Por Ko] P53 Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P04637

Número do item: CM0017632



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho p53 Validado por KO (pAb) validado em WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com p53 humano, de camundongo e de rato. Tem como alvo o supressor tumoral p53, ideal para estudos de apoptose e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] p53 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; p53
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7157
GeneID	7157
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-393 do p53 humano (NP_000537.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo