


[Ko Validado] Ppp1Cc Coelho Pab - P36873

Número do item: CM0025194

**introdução**

Anticorpo policlonal de coelho contra PPP1CC humano (subunidade catalítica PP1-gama), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece PPP1CC humano, de rato e camundongo (37 kDa). Essencial para divisão celular, metabolismo do glicogênio e sinalização MAPK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] PPP1CC Coelho pAb
Observações/Apelido	PP1C; PP-1G; PPP1G; CC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5501
ID do Gene	5501
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-323 do PPP1CC humano (NP_002701.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36873
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de Gelo