


[Validado Por Ko] Rag2 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - P55895

Número do item: CM0025672



introdução

Anticorpo policlonal de coelho RAG2 validado por KO para WB e ELISA, validado em Humano e Camundongo. Alveja a proteína 2 de ativação de recombinação V(D)J de 59kDa, crítica para a diversidade de receptores imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] RAG2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RAG-2; G2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5897
GeneID	5897
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 351-527 do RAG2 humano (NP_000527.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P55895
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo