


[Validado Por Ko] Rpl22 Pab De Coelho - P35268

Número do item: CM0023668



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPL22 humano (proteína ribossomal 60S L22). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de proteínas ribossomais e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] RPL22 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EAP; L22; HBP15; HBP15/L22; 22
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6146
GeneID	6146
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-122 do RPL22 humano (NP_000974.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35268
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo