

[Validado Por Ko] Anti-Smarcc1/Baf155 Pab De Coelho Para Wb, Ip, Elisa - Q92922

Número do item: CM0029981



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SMARCC1/BAF155, validado para WB, IP e ELISA. Reconhece SMARCC1 humana (~123 kDa), uma subunidade do complexo de remodelação da cromatina SWI/SNF envolvida na regulação transcricional e no desenvolvimento neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anti-SMARCC1/BAF155 pAb de Coelho
Observações/Alias	HYC5; Rsc8; SRG3; SWI3; BAF155; CRACC1; 55
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6599
GeneID	6599
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92922
Peso da Proteína	123 kDa
Envio	Bolsa de gelo