


[Validado Por Ko] Pab De Coelho Stat5B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P51692

Número do item: CM0019352



introdução

Anticorpo policlonal de coelho dirigido contra STAT5B humano, validado para Western blot, imuno-histoquímica, imunofluorescência, imunoprecipitação e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] pAb de coelho STAT5B
Observações/Apelidos	STAT5; GHISID2; 5B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6777
ID do Gene	6777
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 586-787 da STAT5B humana (NP_036580.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51692
Peso Proteico	90kDa
Envio	Bolsa de gelo