


[KO Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Trim21/Ss-A Para Wb, Elisa - P19474

Número do item: CM0005514



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TRIM21/SS-A humano (proteína Ro de 52 kDa), validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisas em autoimunidade, ubiquitinação e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] Anticorpo Monoclonal de Coelho TRIM21/SS-A
Observações/Apelido	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; -A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6737
GeneID	6737
Imunogénio	Péptido sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P19474
Peso Proteico	54kDa
Envio	Bolsa de gelo