

[Ko Validado] Anticorpo Policlonal Coelho Ttl12 Para Wb, Elisa - Q14166

Número do item: CM0020911

introdução

Anticorpo Policlonal Coelho TTLL12 KO Validado para WB e ELISA, detecta TTLL12 humano, de rato e camundongo (74kDa). Ideal para estudar modificação de tubulina, mitose, estabilidade cromossômica e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] Anticorpo pAb Coelho TTLL12
Observações/Apelido	dj526i14.2; 12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23170
ID do Gene	23170
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 485-644 do TTLL12 humano (NP_055955.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14166
Peso Proteico	74kDa
Envio	Saco de Gelo