

## [Ko Validado] Txlna Rabbit Pab - P40222

Número do item: CM0021400

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à alfa-taxilina humana (TXLNA) para WB e ELISA. Imunógeno de proteína recombinante contra aminoácidos 1-160. Validado em modelos de knockout. Ideal para pesquisa de tráfego de vesículas e exocitose.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [KO Validado] TXLNA Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Observações/Alias   | IL14; TXLN; NA                                                                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 200081                                                                                                                                          |
| GeneID              | 200081                                                                                                                                          |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 da TXLNA humana (NP_787048.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                          |
| SWISS               | P40222                                                                                                                                          |
| Peso da Proteína    | 62kDa                                                                                                                                           |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                                   |