

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Ube2C Para Wb, If/Icc, Elisa - O00762

Número do item: CM0023787



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UBE2C humano (Ubch10), validado para estudos de knockout. Adequado para WB, IF/ICC e ELISA. A UBE2C catalisa a ubiquitinação e promove a degradação mediada por APC/C durante a mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] UBE2C pAb de Coelho
Observações/Apelido	UBCH10; dj447F3.2; 2C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11065
GeneID	11065
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-179 da UBE2C humana (NP_008950.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O00762
Peso Proteico	20kDa
Envio	