

[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-B-Catenina Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P35222

Número do item: CM0003509



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra β -Catenina humana (P35222), validado por KO para WB, IP, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para estudos de sinalização Wnt e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Coelho anti- β -Catenina
Observações/Apêndice	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; em
Espécie	Humano
GeneID	1499
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da beta Catenina humana (P35222).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P35222
Peso Proteico	85kDa
Envio	Saco de gelo