


Anticorpo Policlonico De Coelho Xiap Validado Por Ko Para Wb, Elisa - P98170

Número do item: CM0030934



introdução

Anticorpo policlonico de coelho XIAP validado por KO para WB, ELISA. Detecta XIAP humano, de camundongo e rato. XIAP é um inibidor de apoptose e ligase E3 ubiquitina que regula a sinalização de NF- κ B, imunidade e câncer. Ideal para pesquisa em apoptose e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validated] XIAP Rabbit pAb
Observações/Alias	API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; AP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	331
ID do Gene	331
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 198-497 da XIAP humana (NP_001158.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P98170
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo